


Liste des analyses par type de tube

Réf : A-PREA-INS-047-02

Applicable à partir du 14/12/2016

Analyses pour tube bleu

AntiXa	CTAD
DDimères	CTAD
Fibrinogène	CTAD
TCA	CTAD
TP	CTAD



<Remplir impérativement jusqu'au trait de jauge>

Analyses pour tube jaune

25 OH Vitamine D	Sec gel jaune
ACE	Sec gel jaune
Acide Valproïque	Sec gel jaune
AFP	Sec gel jaune
Antigène P24	Sec gel jaune
ASDB	Sec gel jaune
CA 125	Sec gel jaune
CA 15-3	Sec gel jaune
CA 19-9	Sec gel jaune
CDT	Sec gel jaune
CMV	Sec gel jaune
Cortisol	Sec gel jaune
Digoxine	Sec gel jaune
EBV	Sec gel jaune
Electrophorèse	Sec gel jaune
Envois sur Sérum	Sec gel jaune
Folates	Sec gel jaune
FSH	Sec gel jaune
HAV IgM	Sec gel jaune
HBc IgM	Sec gel jaune
HBc Totaux	Sec gel jaune
HBs Antigène	Sec gel jaune



HBs Totaux	Sec gel jaune
HCV	Sec gel jaune
HIV	Sec gel jaune
IgE Totale	Sec gel jaune
ImmunoTypage	Sec gel jaune
Latex	Sec gel jaune
Lithium	Sec gel jaune
Lyme	Sec gel jaune
Magnésium	Sec gel jaune
Pneumallergène	Sec gel jaune
Prolactine	Sec gel jaune
Rubéole	Sec gel jaune
Syphilis	Sec gel jaune
T3 Libre	Sec gel jaune
T4 Libre	Sec gel jaune
Testostérone	Sec gel jaune
Toxoplasmose	Sec gel jaune
Trophallergène	Sec gel jaune
Vitamine B12	Sec gel jaune
Waler Rose	Sec gel jaune

Analyses pour tube rouge

Ferritine	Sec gel rouge
PSA Libre	Sec gel rouge
PSA Total	Sec gel rouge
TSH	Sec gel rouge



Analyses pour tube vert


17 bêta Estradiol	Héparine
Acide Urique	Héparine
Albumine	Héparine
Amylase	Héparine
Bilirubine	Héparine
Calcium	Héparine
Chlore	Héparine
Cholestérol	Héparine
CPK	Héparine
Créatinine	Héparine
CRP	Héparine
Fer	Héparine
Gamma GT	Héparine
hCG	Héparine
LDH	Héparine
LH	Héparine



Lipase	Héparine
Phosphatase alcaline	Héparine
Phosphore	Héparine
Potassium	Héparine
ProBNP	Héparine
Progestérone	Héparine
Protéines	Héparine
Réserve alcaline	Héparine
SGOT / ASAT	Héparine
SGPT / ALAT	Héparine
Sodium	Héparine
Transferrine	Héparine
Triglycérides	Héparine
Troponine	Héparine
Urée	Héparine

Analyses pour tube violet

Groupe ABO	EDTA
HbA1c	EDTA
Numération Formule	EDTA
Plaquettes	EDTA
PTHi	EDTA
RAI	EDTA



Recherche paludisme	EDTA
Réticulocytes	EDTA
VS	EDTA

Analyses pour tube gris

Glucose	Fluorure Oxalate
---------	------------------



> Pour les analyses spécialisées sur sérum, prélever obligatoirement un tube jaune

> Pour les analyses spécialisées non répertoriées dans le catalogue BPR, contacter le laboratoire au 02 33 80 33 40

